

# AccuWin Pro 4 Installation Guide

ABPM SOFTWARE

SunTech®  
AccuWin Pro 4™



SunTech Medical, Inc.  
507 Airport Boulevard, Suite 117  
Morrisville, NC 27560-8200 USA  
Tel: + 1.919.654.2300  
1.800.421.8626  
Fax: + 1.919.654.2301  
SunTechMed.com



SunTech Medical, Ltd.  
Oakfield Industrial Estate  
Stanton Harcourt Road  
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS  
England  
Tel: + 44 (0) 1865.884.234  
Fax: + 44 (0) 1865.884.235  
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.  
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F  
DaHe Community Guanlan,  
LongHua District, Shenzhen  
GuangDong PRC 518110  
Tel: + 86-755-2958 8810  
+ 86-755-29588986 (Sales)  
+ 86-755-29588665 (Service)  
Fax: + 86-755-2958 8829  
SunTechMed.com.CN

Importado por: Halma Saúde e Ótica do Brasil  
Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhoa  
Rodrigues 1119 Cj 1102 – Tamboré - Barueri  
CNPJ: 13.640.053/0001-19  
Resp. Técnico: Milene de Lima Miranda  
CRF/SP: 61.524  
Reg. ANVISA: 80891620038

  
**SunTech Medical®**  
The Difference in Clinical Grade™

**CE**  
**0413**

82-0402-00 MA Rev. B

## English

You can install the SunTech AccuWin Pro 4 ABPM Software on your computer two different ways:

**A.** Visit [www.Suntechmed.com/Software](http://www.Suntechmed.com/Software) to request a copy of the software be e-mailed to you

-or-

### **B.**

1. Insert supplied Flash drive into proper USB computer port
2. Open the Flash drive content on your computer
3. Run the .exe file to start the installation of your software

## Português Brasileiro

Há duas maneiras de instalar o software SunTech AccuWin Pro 4 de monitoração ambulatorial de pressão arterial (MAPA) em seu computador:

**A.** Acesse o link [www.Suntechmed.com/Software](http://www.Suntechmed.com/Software) para solicitar o envio de uma cópia do software ao seu e-mail

-ou-

### **B.**

1. Insira a unidade flash em uma porta USB disponível em seu computador
2. Abra o conteúdo da unidade flash no computador
3. Execute o arquivo .exe para iniciar a instalação do software

## Čeština

Instalaci softwaru SunTech AccuWin Pro 4 ABPM do počítače je možné provést dvěma způsoby:

**A.** Navštivte [www.Suntechmed.com/Software](http://www.Suntechmed.com/Software) a vyžádejte si zaslání kopie softwaru elektronickou poštou.

-nebo-

### **B.**

1. Připojte dodaný flash disk do vhodného USB portu počítače.
2. Otevřete obsah flash disku v počítači.
3. Spusťte soubor s příponou .exe, instalace softwaru se zahájí.

## Polskie

Oprogramowanie SunTech AccuWin Pro 4 ABPM można zainstalować na posiadanym komputerze na dwa różne sposoby:

**A.** Odwiedź witrynę [www.Suntechmed.com/Software](http://www.Suntechmed.com/Software), aby zamówić kopię oprogramowania, która zostanie przesłana pocztą elektroniczną

lub

### **B.**

1. Wprowadź dostarczony dysk Flash (pendrive) do odpowiedniego portu USB w komputerze
2. Otwórz zawartość dysku Flash
3. Uruchom plik .exe, aby rozpocząć instalowanie oprogramowania

## Francais

Pour installer le logiciel SunTech AccuWin Pro 4 MAPA sur votre ordinateur, vous avez deux possibilités :

**A.** Rendez-vous sur la page [www.Suntechmed.com/Software](http://www.Suntechmed.com/Software) pour demander l'envoi d'une copie du logiciel par courrier électronique

-ou-

### **B.**

1. Insérez le lecteur flash fourni dans un port USB de votre ordinateur
2. Ouvrez le contenu du lecteur flash sur votre ordinateur
3. Exécutez le fichier .exe pour démarrer l'installation du logiciel

## Italiano

È possibile installare il software per la misurazione ambulatoriale della pressione arteriosa SunTech AccuWin Pro 4 nel computer in due diversi modi:

**A.** Visitare [www.Suntechmed.com/Software](http://www.Suntechmed.com/Software) per richiedere l'invio di una copia del software per e-mail

- Oppure -

### **B.**

1. Inserire l'unità flash fornita in dotazione nell'apposita porta del computer
2. Aprire il contenuto dell'unità flash nel computer
3. Eseguire il file .exe per avviare l'installazione del software

## Deutsch

Für die Installation der Langzeit-Blutdruck-Analysesoftware AccuWin Pro 4 von SunTech gibt es zwei Möglichkeiten:

**A.** Gehen Sie auf die Website [www.Suntechmed.com/Software](http://www.Suntechmed.com/Software) und bestellen Sie dort die Software. Sie wird Ihnen per E-Mail zugesendet.

oder

### **B.**

1. Schließen Sie den USB-Stick, den Sie erhalten haben, an einen USB-Port Ihres PCs an.
2. Rufen Sie den Inhalt des USB-Sticks am PC auf.
3. Starten Sie die .exe-Datei, um die Software zu installieren.

## Türk

SunTech AccuWin Pro 4 AKBM yazılımını bilgisayarınıza kurmak için iki fark yol izleyebilirsiniz:

**A.** Yazılımın bir kopyasının size e-posta yolu ile gönderilmesi talebinde bulunmak için, [www.Suntechmed.com/Software](http://www.Suntechmed.com/Software) adresini ziyaret edebilirsiniz

-veya-

### **B.**

1. Temin edilen flaş belleği bilgisayarınızın müsait bir USB girişine takın
2. Flaş belleğin içeriğini bilgisayarınızda açın
3. Yazılımın kurulum işlemini başlatmak için .exe dosyasını çalıştırın