

FLUJOMETROS SERIE FM, CUERPO DE BRONCE

	OXÍGENO ADULTO A PEDIÁTRICO		TOMA DE FUERZA DE OXÍGENO	DOBLE FLUJÓMETRO DE OXÍGENO		AIRE MÉDICO	TOMA DE FUERZA DE AIRE MÉDICO	DIÓXIDO DE CARBONO
CONEXIÓN DE ENTRADA	 1/2-15 LPM	 1/2-8 LPM	 1/2-15 LPM	 1/2-15 LPM	 1/2-8 LPM	 1-15 LPM	 1-15 LPM	 1/2-12 LPM
Flujómetros con entrada estándar de 1/8" NPT hembra*	FM101	FM201	FM301	FM401	FM501	FM601	FM701	FM801
 1/4" NPT macho	FM102	FM202	FM302	FM402	FM502	FM602	FM702	FM802
 DISS tuerca hexagonal y niple	FM103	FM203	FM303	FM403	FM503	FM603	FM703	FM803
 DISS tuerca de ajuste manual y niple*	FM104	FM204	FM304	FM404	FM504	FM604	FM704	NA
 Adaptador Oxequip®	FM106	FM206	FM306	FM406	FM506	FM606	FM706	NA
 *Adaptador Ohmeda®	FM107	FM207	FM307	FM407	FM507	FM607	FM707	NA
 Adaptador Puritan	FM108	FM208	FM308	FM408	FM508	FM608	FM708	NA
 *Adaptador Chemetron®	FM109	FM209	FM309	FM409	FM509	FM609	FM709	NA



FM104

Modelo adulto con DISS tuerca de ajuste manual y conexión de entrada de niple

Características de los flujómetros:

- Flujómetros de oxígeno, aire médico y dióxido de carbono disponibles
- Cuerpo de bronce cromado
- Línea completa de conexiones de entrada disponible
- Unidades de toma de fuerza opcional que proveen 50 psi de presión de salida adicional
- Unidades dobles para usarlas en múltiples pacientes desde una salida a la pared
- Tubos de policarbonato por dentro y por fuera ofreciendo mayor precisión y durabilidad.

Opciones:

- Para la cadena de seguridad añada el sufijo "S" al número del modelo. Por ejemplo: FM 107S.
- Para códigos de color de Canadá agregue el sufijo "C" al número del modelo. Ejemplo: FM104C.
- Para flujómetros dobles con toma de fuerza añada "PT" al número del modelo. Ejemplo: FMPT409.

* Los códigos de color están disponibles en estas conexiones de entrada.